



## Art.No.1025001

<b>EN</b> Digital Thermometer LORELLI	1
<b>BG</b> Дигитален термометър LORELLI	2
<b>RO</b> Termometru Digital Lorelli	3
<b>RU</b> Цифровой Термометр Lorelli	4
<b>HU</b> Lorelli Digitális Hőmérő	5
<b>AL</b> Termometer Dixhital Lorelli	6
<b>GR</b> Ψηφιακό Θερμομετρο LORELLI	7
<b>NL</b> Lorelli Digitale Thermometer	8
<b>IT</b> Termometro digitale LORELLI	9
<b>FR</b> Thermometre Numerique LORELLI	10
<b>ARM</b> Թվային ջերմաչափ Lorelli	11
<b>MK</b> Дигитален термометар LORELLI	12

## Digital Thermometer LORELLI

- Designed to measure body temperature - axillary (underarm), rectal, oral measuring
- Direct mode of operation
- Storage and transport conditions:  $-20^{\circ}\text{C}$  to  $55^{\circ}\text{C} \leq 85\% \text{ RH}$
- Operation conditions:  $10-40^{\circ}\text{C}$ ,  $15-85\% \text{ RH}$ ,  $86-106 \text{ kPa}$

### Features:

- Temperature range:  $32.0^{\circ}\text{C}$  -  $42.9^{\circ}\text{C}$  or  $89.6\text{F}$  -  $109.2\text{F}$
- Accuracy and fast response

**WARNING!** Before using this product, please read carefully the manual instructions included inside and retain them for future reference!

## Дигитален термометър LORELLI

- Изработен за измерване на телесна температура – аксиларно (под мишница), ректално, орално измерване
- Директен режим на работа
- Условия за съхранение и транспортиране: -20°C до 55°C, ≤ 85% RH
- Условия на работа: 10-40°C, 15-85% RH, 86-106 kPa

### Характеристики:

- Температурен диапазон 32.0°C - 42.9°C или 89.6F - 109.2F
- Точност и бързина

**ВНИМАНИЕ!** Преди да използвате този продукт, моля прочетете внимателно инструкциите за ползване, включени вътре в кутията и ги запазете за бъдещи справки!

## Termometru Digital Lorelli

- Creat pentru a masura temperatura corpului axilar, rectal, oral
- Mod direct de operare
- Conditii de depozitare si transport: -20°C pana la 55°C, umiditate relativa  $\leq 85\%$
- Conditii de functionare: 10-40°C, umiditate relativa 15-85%, presiune atmosferica 86-106 kPa

### Caracteristici:

- Interval de temperatura: 32.0°C - 42.9°C sau 89.6F – 109.2F
- Precizie si raspuns rapid

**ATENȚIE!** Inainte de a folosi acest produs, cititi cu atentie manualul de instructiuni inclus in interior si pastrati-l pentru a-l consulta ulterior.

## Цифровой Термометр Lorelli

- Предназначен для измерения температуры тела - подмышечная (подмышечная), ректальная, оральная
- Прямой режим работы
- Условия хранения и транспортировки: от -20°C до 55°C ≤ 85% относительной влажности
- Условия эксплуатации: 10-40°C, относительная влажность 15-85%, 86-106 кПа

### **Функции:**

- Диапазон температур: 32,0°C - 42,9°C или 89,6F - 109,2F
- Точность и быстрый отклик

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед использованием этого продукта внимательно прочтите инструкции, содержащиеся внутри, и сохраните их для использования в будущем!

## Lorelli Digitális Hőmérő

- Testhő mérésére szolgál – axiálláris (hónalj), rektális és orális mérés
- Közvetlen üzemmód
- Tárolási és szállítási feltételek:  $-20^{\circ}\text{C}$ -tól  $55^{\circ}\text{C}$ -ig  $\leq 85\%$  páratartalom
- Működési feltételek:  $10$ - $40^{\circ}\text{C}$ ,  $15$ - $85\%$  páratartalom,  $86$ - $106$  kPa

### Jellemzők:

- Hőmérsékleti tartomány:  $30,0^{\circ}\text{C}$ - $42,9^{\circ}\text{C}$  vagy  $89,6\text{F}$ - $109,2\text{F}$
- Pontosság és gyors válasz

**FIGYELEM!** A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a benne található használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi használathoz!

## Termometer Dixhital Lorelli

- Dizenjuar per te matur temperaturen – Nen krahe, ne rruge rektale dhe rruget orale
- Menyre direkte operimi
- Kushtet e magazinimit dhe transportimit: Nga  $-20^{\circ}\text{C}$  deri  $50^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 85\%$  RH
- Kushtet e operimit:  $10-40^{\circ}\text{C}$ ,  $15-85\%$  RH,  $86-206$  kPa

### Vecorite:

- Rangu i temperatures se matur:  $32^{\circ}\text{C}-43^{\circ}\text{C}$  /  $89.6\text{F} - 109.2\text{F}$
- Saktesi dhe pergjigje e shpejte

**KUJDES!** Perpara perdorimit te produktit, ju lutemi te lexoni me kujdes manualin e perdorimit brenda paketimit dhe ruajeni per reference ne te ardhmen!

**Ψηφιακό Θερμομετρο LORELLI**

- Σχεδιασμένο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος - μασχάλη (μασχάλη), ορθική, στοματική μέτρηση
- Άμεσος τρόπος λειτουργίας
- Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς:  $-20^{\circ}\text{C}$  έως  $55^{\circ}\text{C} \leq 85\% \text{ RH}$
- Συνθήκες λειτουργίας:  $10-40^{\circ}\text{C}$ ,  $15-85\% \text{ RH}$ ,  $86-106 \text{ kPa}$

**Χαρακτηριστικά:**

- Εύρος θερμοκρασίας:  $32.0^{\circ}\text{C}$  -  $42.9^{\circ}\text{C}$  ή  $89.6\text{F}$  -  $109.2\text{F}$
- Ακρίβεια και γρήγορη απόκριση

**ΠΡΟΣΟΧΉ!** Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στο εσωτερικό και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά!



## Lorelli Digitale Thermometer

- Ontworpen om de lichaamstemperatuur te meten - dit kan op de onderarm, rectaal of oraal
- Direct te gebruiken
- Opslag en transport condities: -20°C tot 55°C <85% RH
- Gebruikscondities: 10 - 40°C, 15-85% RH, 86-106 kPa

### **Functies:**

- Temperatuur bereik: 32 tot 42,9°C of 89,6 tot 109,2 F
- Accurraat en snel

**WAARSCHUWING!** Lees voor gebruik de gebruiksinstructies goed door en bewaar deze voor latere raadpleging

**Termometro digitale LORELLI**

- Progettato per misurare la temperatura corporea - misurazione ascellare (ascelle), rettale, orale
- Modalità di funzionamento diretta
- Condizioni di conservazione e trasporto: da -20°C a 55 ° C ≤ 85% RH
- Condizioni operative: 10-40°C, 15-85% RH, 86-106 kPa

**Caratteristiche:**

- Intervallo di temperatura: 32,0°C - 42,9°C o 89,6F - 109,2F
- Precisione e risposta rapida

**AVVERTIMENTO!** Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni del manuale incluse all'interno e conservarle per riferimento futuro!

## Thermometre Numerique LORELLI

- Conçu pour mesurer la température corporelle - mesure axillaire (sous les bras), rectale, orale
- Mode de fonctionnement direct
- Conditions d'entreposage et de transport :  $-20^{\circ}\text{C}$  à  $55^{\circ}\text{C} \leq 85\%$  d'humidité relative
- Conditions de fonctionnement :  $10-40^{\circ}\text{C}$ ,  $15-85\%$  d'humidité relative,  $86-106\text{ kPa}$

### Caracteristiques techniques:

- Plage de température :  $32,0^{\circ}\text{C}$  -  $42,9^{\circ}\text{C}$  ou  $89,6\text{ F}$  -  $109,2\text{ F}$
- Précision et réponse rapide

**ATTENTION!** Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement les instructions manuelles incluses à l'intérieur et les conserver pour référence future !

## Թվային ջերմաչափ Lorelli

- Նախատեսված է մարմնի ջերմությունը չափելու համար – թևատակից, հետանցքից և բերանից չափման համար
- Աշխատանքի ուղղակի ռեժիմ
- Պահպանման կամ տեղափոխման պայմաններ --20°C to 55°C ≤ 85% RH
- Օգտագործման պայմանները - 10-40°C, 15-85% RH, 86-106

### Առանձնահատկություններ:

- Ջերմաստիճանի սահման  
32.0°C - 42.9°C or 89.6F - 109.2F
- Ճշգրտություն և արագ արձագանք

**ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ**- Օգտագործելուց առաջ, ուշադիր կարդացեք ցուցումները, որը ապրանքի ներսում է և պահպանեք այն հետագայի համար!

## Дигитален термометар LORELLI

- Наменет за мерење на телесна температура-аксиларно(под пазуви), ректално и орално мерење
- Директен режим на работа
- Услови за чување и транспорт:  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $55^{\circ}\text{C} \leq 85\%RH$
- Услови на работа:  $10-40^{\circ}\text{C}$ ,  $15-85\%RH$ ,  $86-106\text{ kPa}$

### Карактеристики:

- Опсег на температура:  $32.0^{\circ}\text{C}$ - $42.9^{\circ}\text{C}$  или  $89.6\text{F}$ - $109.2\text{F}$
- Прецизност и брзина на мерење

**ВНИМАНИЕ!** Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството за употреба и истото чувајте го за идна употреба!